

Direcciones para au Uso

## **La Regia Estetica del Labio™**

### **DESCRIPCIÓN:**

#### **I. La Regia Estetica del Labio**

1. La Regia del Labio se puede utilizar para determinar relaciones de la cresta del reborde alveolar residual al labio para ambas arcadas edéntulas maxilar y mandibular para guiar al dentista en decisiones de estetica, por ejemplo: largo de dientes, altura del implante, tipo de implante, fabricación de una base de registros maxilar, y una visualización de la estética.
2. El Juego de la Regia del Labio incluye los siguientes componentes:
  - La Regia Estética del Labio (1)

### **COMPOSICIÓN:**

Las propiedades del material de la Regia Estetica del Labio se componen de un homopolimero de polipropileno y de un color AMARILLO 109C de la Administracion de Alimentos y Drogas (FDA).

### **INDICACIONES PARA SU USO:**

La Regla Estetica del Labio esta disenada para medir la relacion entre la cresta del reborde alveolar pre-maxilar a ambas posiciones de descanso y animadas del labio superior. Tambien mide la relacion entre la cresta del reborde alveolar pre-mandibular y la posicion de descanso del labio inferior. Esta infgrmación puede ser utilizada por el operador al hacer desiciones relacionadas con la estética, tamaño del diente y posición, y diseño de la prótesis de implantes.

### **PRECAUCIONES:**

1. Este producto está destinado para usarse solamente como está específicamente definido en las direcciones para su uso. Cualquier uso

de este producto que no concuerda con las direcciones para su uso es a discreción y única responsabilidad del clínico-operador.

2. Las técnicas y procedimientos descritos aquí están destinados a ser sugerencias solamente. Cualquier clínico-operador con licencia repasando el material de instrucción debe hacer su (él o ella) decisión profesional acerca de tratamientos específicos para los pacientes, y las precauciones establecidas de seguridad tienen que seguirse al pie de la letra.

### **INSTRUCCIONES PASO por PASO PARA SU USO:**

1. La Regla del Labio puede utilizarse para determinar las relaciones de la cresta del reborde alveolar residual al labio para ambas arcadas maxilar y mandibular para guiar al dentista en diseños de estética, altura del diente, y el diseño y posición del tornillo del implante.

2. Colocar la mitad superior de la regla del labio y deslizarla debajo del labio maxilar hasta que el tope lingual descansa en contra de la cresta alveolar residual pre-maxilar. Colocar la mitad superior de la regla del labio y deslizarla debajo del labio maxilar hasta que el tope lingual descansa en contra de la cresta del reborde alveolar residual pre-maxilar. Hacer que el paciente relaje totalmente el labio superior. Leer el número al frente de la regla a nivel del labio, y registrar la lectura de la medida como la posición de descanso del labio. Luego hacer que el paciente haga una visualización de una sonrisa completa, y registrar esta medida como la posición del labio animado.

3. Hacer que el técnico-protésico dental transfiera estas medidas a modelo maxilar de trabajo.

4. Observar las relaciones espaciales para determinar las directrices estéticas para los tornillos de implantes, y la colocación de dientes.

5. El técnico-protésico de laboratorio puede utilizar estas medidas para adecuadamente contornear el rodete de cera.

6. Tomar la mitad inferior de la regla del labio y deslizarla debajo del labio inferior hasta que el tope lingual descansa en contra de la cresta del reborde alveolar residual pre-mandibular. Hacer que el paciente relaje el labio inferior. Leer el número en el frente de la regla a la altura del labio. Registrar esta medida como la posición del labio inferior en descanso.

## **DESINFECTAR:**

La Regia del Labio Estética puede ser desinfectada con una solución corriente desinfectante o por autoclave de calor. Con un esfuerzo por controlar la trasmisión de enfermedades infecciosas, la Regia del Labio Estética puede ser tratada usando las directrices establecidas en el JADA, Vol. 116, Febrero 1988, pag. 241.